

LA GAMME FASHION & JUNIOR

DES BIJOUX
POUR LES OREILLES

DES EMBOUTS CONFORTABLES AUX
COULEURS ET MOTIFS ÉLÉGANTS,
EXTRAVAGANTS ET AUDACIEUX

DESIGN STRASS

1 Argent - 2 Or - 3 Rose - 4 Bordeaux
5 Violet - 6 Bleu - 7 Vert



FORME EMBOUT CLASSIQUE
MATIÈRE FOTOTEC
COULEURS LARGE SÉLECTION DE COULEURS
DESIGN ORNEMENT STRASS -
DIFFÉRENTES TAILLES ET COULEURS

DESIGN PAILLETES

MATÉRIAU DUR



Paillettes Bleu Paillettes Rouge

FORME EMBOUT CLASSIQUE
MATIÈRE FOTOTEC
COULEURS TRANSPARENT,
TRANSPARENT ROSE
DESIGN PAILLETES
(ARGENT, OR, ROUGE,
BLEU, VERT, MULTICOLOR)


MATÉRIAU SOUPLE



Paillettes Multicolor Paillettes Or

FORME EMBOUT CLASSIQUE
MATIÈRE SILICONE 25/40
COULEURS TRANSPARENT,
TRANSPARENT ROSE
DESIGN PAILLETES
(ARGENT, OR, ROUGE,
BLEU, VERT, MULTICOLOR)


LIGNE JUNIOR



Ligne Junior - J A Ligne Junior - J B Ligne Junior - J C Ligne Junior - J D Ligne Junior - J E




Ligne Junior - J F Ligne Junior - J G Ligne Junior - J H Ligne Junior - J I



J A Cœur J B Coccinelle J C Smile J D Football J E Dinosaur J F Elephant

FORME EMBOUT CONFORT
MATIÈRE FOTOTEC, SILICONE
25/40/70, THERMOTEC
COULEURS LARGE SÉLECTION DE COULEURS
DESIGN APPLICATIONS J A - J I



AUDIA

PROTECTION DE VOTRE AUDITION

PROTÉGEZ VOS OREILLES CONTRE
LES BRUITS NOCIFS
AVEC LES PROTECTIONS AUDITIVES AUDIA



HANSATON
hearing & emotions

Vous souhaitez en savoir plus ?

Pour plus d'informations concernant EXCITE Pro et les autres solutions auditives HANSATON, consultez votre audioprothésiste ou visitez notre site internet :

www.hansaton.fr

BOUCHONS ANTI-EAU ET SOMMEIL

EMBOUTS DE PROTECTION PERSONNALISÉS

DES PROTECTIONS AUDITIVES DE HAUTE QUALITÉ, POUR TOUTES LES SITUATIONS

BOUCHONS ANTI-EAU



Les bouchons anti-eau sont fabriqués sur-mesure, en silicone souple, confortable et flottant. Ils protègent de manière efficace les oreilles contre les entrées d'eau ou les éclaboussures lors de la baignade, de la douche ou de la pratique de sports nautiques. Ils sont disponibles en différentes couleurs.



DESIGN	BOUCHON ANTI-EAU
MATIÈRE	AUDIASWIM 25 SHORE, 35 SHORE
COULEURS	LARGE SÉLECTION DE COULEURS
INCLUS	BOÎTE DE PROTECTION AUDIA, POIGNÉE D'EXTRACTION, MANUEL UTILISATEUR, REPERES DROITE/GAUCHE DIFFÉRENTES COULEURS : ARGENT, OR, ROSE, BORDEAUX, VIOLET, BLEU, VERT
OPTIONS	BOÎTE SOUPLE AUDIA, CORDON, PINCE DE COL, GRAVURE
USAGE	BAIN, DOUCHE, SPORT NAUTIQUES

ATTENTION : NE CONVIENT PAS POUR LA PLONGÉE

BOUCHONS DE SOMMEIL



Les bouchons de sommeil fabriqués sur mesure, offrent une protection efficace contre les bruits pour une bonne nuit de sommeil. Ils sont très discrets et conçus avec des matériaux particulièrement souples, ce qui les rend très confortables même lorsque vous êtes couché sur le côté.

DESIGN	BOUCHON SOMMEIL
MATIÈRE	SILICONE 25 SHORE, 40 SHORE
COULEURS	LARGE SÉLECTION DE COULEURS
INCLUS	BOÎTE DE PROTECTION AUDIA, POIGNÉE D'EXTRACTION, MANUEL UTILISATEUR, REPERES DROITE/GAUCHE DIFFÉRENTES COULEURS : ARGENT, OR, ROSE, BORDEAUX, VIOLET, BLEU, VERT
OPTIONS	BOÎTE SOUPLE AUDIA, CORDON, PINCE DE COL, GRAVURE
USAGE	SOMMEIL, RELAXATION, VOYAGE

*Attention : Il n'y a pas de contrôle type selon la norme EN352-2 pour les bouchons d'oreille pour la baignade et pour le sommeil, les produits ne sont pas approuvés comme équipements de protection individuelle (EPI). Ils ne sont donc adaptés qu'à des fins de confort pour un usage privé.

AUTRES PROTECTIONS AUDITIVES

EMBOUTS DE PROTECTION PERSONNALISÉS

DES PROTECTIONS AUDITIVES DE HAUTE QUALITÉ, POUR TOUTES LES SITUATIONS

INDUSTRIE ET TRAVAIL



EPRO-X.S

L'embout de protection auditive ePRO-X.S est fabriqué dans un matériau confortable et souple. Il impressionne par son confort de port optimal et son efficacité grâce à son filtre en acier inoxydable.



EPRO-X.A

L'embout de protection auditive ePRO-X.A est fabriqué dans un matériau dur et antislissant. Il impressionne par son confort de port optimal et son efficacité grâce à son filtre en acier inoxydable.



ALPINE®

L'embout de protection auditive Alpine® est disponible en matériau dur ou souple et est équipé d'un filtre spécial pour une protection optimale.



ELACIN® CH

L'embout de protection auditive Elacin® CH est fabriqué dans un matériau souple et équipé d'un filtre antibruit spécial.



AUTRES PROTECTIONS AUDITIVES

EMBOUTS DE PROTECTION PERSONNALISÉS

DES PROTECTIONS AUDITIVES DE HAUTE QUALITÉ, POUR TOUTES LES SITUATIONS

MUSIQUE



ELACIN® ER

Le bouchon d'oreille Elacin® ER est une protection auditive musicale haut de gamme. Il est fabriqué dans un matériau confortable et souple. Le filtre spécial produit une atténuation uniforme et linéaire sur toute la gamme de fréquences.



ELACIN® RC

L'embout de protection auditive Elacin® RC est fabriqué en matériau souple et possède un filtre breveté, qui offre une meilleure protection dans les hautes fréquences.



DM

L'embout de protection auditive DM a été développé spécialement pour les musiciens et les amateurs de musique. Il est fabriqué dans un matériau confortable et souple. Le filtre produit une atténuation uniforme et linéaire sur toute la gamme de fréquences.



SPORTS MÉCANIQUES



ELACIN® CH MINIGRIP

La poignée flexible minigrip a été spécialement conçue pour une utilisation sous un casque.



ELACIN® RC MINIGRIP

La poignée flexible minigrip a été spécialement conçue pour une utilisation sous un casque.

