

Les niveaux de performances : à vous de choisir.

Détection	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
SurroundSupervisor XC	•	•	•
Localisation et focalisation	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
SphereSound XC naturel	•		
SpeechBeam XC naturel	•		
SphereSound XC personnel	•		
SpeechBeam XC		•	
SphereSound XC	•	•	•
Séparation : reconnaissance de l'environnement	9 (First)	7 (Business)	5 (Comfort)
Musique	•	•	
Bruit	•	•	•
Conversations au sein d'un petit groupe	•	•	
Conversations dans une foule	•		
Conversations dans le bruit	•	•	•
Conversations dans le calme	•	•	•
Calme	•	•	•
AutoSurround XC	7	6	4
AutoStream XC (SpeechStream, MusicStream)	•	•	•

9 - First

Un son plus naturel que jamais et une compréhension vocale à leurs plus hauts niveaux : avec SphereSound XC naturel et SpeechBeam XC naturel, le patient peut localiser les sons, mais aussi les paroles et se concentrer sur celles-ci, même dans des environnements sonores aux conditions difficiles.

7 - Business

Une expérience auditive personnalisée : avec SphereSound XC personnel et SpeechBeam XC, le patient peut percevoir des sons et se concentrer avec attention sur les voix. La taille du conduit auditif du patient est également prise en compte pour une expérience auditive naturelle dans de nombreuses situations.

5 - Comfort

La fonctionnalité SphereSound XC offre une expérience auditive naturelle en s'adaptant à la morphologie de la tête et de l'oreille externe influençant les sons naturels. SpeechBeam XC permet de se concentrer sur les interlocuteurs pertinents.

Votre audioprothésiste



Hansaton - Sonova France SAS

19 - Rue des Frères Rémy - 57200 Sarreguemines - France

Téléphone : 03.87.95.42.00 - Fax : 03.87.95.53.00

E-mail : info@hansaton.fr - Internet : www.hansaton.fr

IH HAN ART-Nr.: 028-6449-02

EXCITE by HANSATON
Simplement addictif

HEAR Intelligence™



EXCITE
Des aides auditives
qui vont vous surprendre.

Layout+Print: T:Heur Communication / Pictures: © Hansaton / 09.2019



Rechargeables, son exceptionnel et fonctionnalités intelligentes.

Découvrez sans plus attendre les aides auditives rechargeables dotées de la nouvelle technologie **EXCITE**.

Disponibles en version RIC ou BTE, choisissez le modèle adapté à vos besoins en concertation avec votre audioprothésiste.

Des atouts indéniables :



Rechargeables, vous n'avez plus à vous soucier du changement de pile. Grâce à la batterie lithium-ion, vivez votre quotidien en toute simplicité¹.



Connectez-vous à votre smartphone pour que vos aides auditives se transforment en écouteurs sans fil².



Le son de votre TV directement dans vos oreilles grâce au TV Connector³.



Une qualité d'écoute exceptionnelle avec des sons clairs et naturels.




Le nouvel écran de charge, compatible **AQ jam XC R** et **AQ sound XC R** allie confort de charge et design attrayant. Avec une durée de charge maximale de trois heures, les aides auditives AQ jam XC dotées de batterie lithium-ion offrent une autonomie de 24 heures.



Le **Comfort Charger**, compatible **AQ sound XC R** est l'accessoire le plus complet de la gamme, à la fois station de charge, station de séchage et étui : un 3 en 1 !

Très simple d'utilisation, les **AQ jam XC** peuvent être rechargés à 80% de leur autonomie en seulement 90 minutes.



24 heures d'autonomie grâce à la technologie de batterie lithium-ion¹.



Le **Comfort Power Pack** en complément du **Comfort Charger**, permet quant à lui de réaliser jusqu'à sept charges complètes de vos deux aides auditives, sans aucune autre source d'alimentation.



AQ sound XC R

AQ jam XC R

¹ Autonomie de la batterie lithium-ion :
Sans streaming : 24 heures
Streaming TV : 16 heures
Bluetooth téléphone et streaming audio : 11 heures

² Téléphones avec diffusion en streaming par technologie sans fil Bluetooth® 4.2 et téléphones disposant de technologies sans fil Bluetooth® antérieures.

³ Pour regarder la télévision en streaming, un connecteur TV connecté au poste est requis. La marque verbale et les logos Bluetooth® sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc.



Beige Sable



Argent Métal



Gris Ciel



Noir Carbone



Bronze



Titane



Exciting Blue



Exciting Red